

Информация за продукта:

Концентрат за дезинфекция

1. Описание на продукта:

Течен концентрат без алдехиди за дезинфекция. Действа бактерицидно, фунгицидно, алгицидно и вирусцидно (напр. срещу хепатитен вирус тип В). Комбинацията на активните вещества с анионни и нейногенни тензиди позволява висока повърхностна активност и отлично почистващо действие при сравнително ниско ниво на рН.

2. Предназначение:

Прилага се в личната сфера, както и в сферите на общественото здравеопазване (Рег. № - №-10532) и хранително-вкусовата промишленост (Рег. № - №-10532). Подходящ за дезинфекция на твърди, непорести и водоустойчиви повърхности и предмети (напр. под, таван, маси, столове, умивалници) в болници, лекарски кабинети, обществени учреждения (училища, спортни зали и плувни басейни), както и при производство и обработка на хранителни продукти.

Концентратът за дезинфекция не съдържа разтворители и може да се прилага и върху подове, третиран с полимерни дисперсии (запечатки).

3. Приложение:

За всички сфери на приложение, препаратът се разтваря 1:100 = 1% разтвор (100 мл препарат в 10 л вода) съответно 1:50 = 2% разтвор (200 мл препарат в 10 л вода) в зависимост от продължителността на действие. Повърхностите се почистват и дезинфекцират по метода на “мокро почистване” при точно спазване на указаното време за действие.

Дезинфекция на силно замърсени повърхности се осъществява след предварително почистване и неутрализиране с чиста вода.

Указания: При смесване с други почистващи или дезинфекционни препарати, Концентратът за дезинфекция губи свойствата си.

4. Технически характеристики:

ниво на рН: 10,0 (концентрат)

Състав: <5% анионни тензиди, нейногенни тензиди, НТА. Съдържа дезинфекционни вещества. Активно вещество: 100 гр Концентрат за дезинфекция съдържат 7,5 гр N- (3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Препаратът е маркиран със символа ”дразнещ” и фразите за риск “Дразни кожата” и “Риск от сериозно увреждане на очите”. При употреба да се носят гумени ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. След контакт с кожата/очите, веднага да се измие обилно с вода.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворен, на хладно и сухо място. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се допуска контакт с хранителни продукти.

5. Контрол на качеството:

Концентратът за дезинфекция е тестван и сертифициран от Германското сдружение за хигиена и микробиология (DGHM).

- профилактична дезинфекция на непорести повърхности в лекарски кабинети и болници с високо органично натоварване:

концентрация/време на действие - 1,0%/240 мин.; 2,0%/60 мин.; 3,0%/15 мин.

Концентратът за дезинфекция е тестван и сертифициран от Германското ветеринаромедицинско сдружение (DVG).

- ограничена и висока органична натовареност (20°C)

концентрация/време на действие – 1,0%/30 мин.

Ефективност срещу хепатитен вирус тип В:

- ограничена органична натовареност

концентрация/време на действие – 1,0%/ 30 мин.

- висока органична натовареност

концентрация/време на действие – 2,0%/30 мин.

6. Опаковка: 5л